

# SLX® Clear Aligners



## Preguntas frecuentes del médico

### ¿Cuáles son las contraindicaciones de uso?

No utilice SLX® Clear Aligners si su paciente tiene alguno de los siguientes: alergia a los plásticos, enfermedad periodontal activa, disfunción craneomandibular, articulación temporomandibular (TMJ), trastorno temporomandibular (TMD) o implantes endoóseos permanentes.

**¿Cuál es el material del alineador y del retenedor?** ClearWear™ es un plástico libre de BPA y ftalatos que se fabrica a través de un proceso patentado para proporcionar la claridad y el ajuste ideales.

### ¿Cuál es el período de tiempo para recibir la configuración de tratamiento propuesta inicial?

La configuración digital de diagnóstico en línea estará disponible para su revisión dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación de los registros completos.

### Si el médico tratante hace modificaciones al plan de tratamiento propuesto, ¿cuál es el tiempo para recibir la configuración de tratamiento modificada?

Las configuraciones modificadas se entregarán en un plazo de 2 a 3 días hábiles.

### ¿Cuánto tiempo debe usar un paciente cada juego de cubetas antes de pasar al siguiente paso?

Los pacientes deben usar alineadores durante 22 horas todos los días durante aproximadamente 2 semanas, cuando no utilicen ninguna otra tecnología de aceleración de ortodoncia.

### ¿Se aceptan impresiones de PVS?

Los escaneos digitales son el método preferido, pero también aceptamos impresiones de PVS en mercados globales seleccionados.

### ¿Qué tipo de escaneos intraorales se aceptan?

Se aceptan todos los escaneos intraorales líderes. Los escaneos digitales deben enviarse en formato STL, que es de código abierto; por lo tanto, no es necesario que compre ningún escáner específico.

**¿Qué sistema informático se necesita para ejecutar el software?** La gestión de casos y la comunicación de la planificación del tratamiento se realizan a través de nuestra plataforma Digital Dental Exchange DDX. No hay software para descargar o mantener. Puede usar cualquier sistema de navegador moderno, por lo que DDX es fácil de usar desde una Mac o PC.

### Son SLX® Alineadores transparentes recortados en forma festoneada o rectos?

SLX Los alineadores transparentes se recortan a medida a lo largo del margen gingival para una comodidad óptima del paciente.

### ¿Qué es EBT?

EBT significa Técnica de Botón Elástico. Si es necesario, su especialista SLX puede brindarle más información.

### ¿Se recomendarán los accesorios para su uso con SLX Clear Aligners?

Si bien los archivos adjuntos no son una solución de tratamiento predeterminada, se sugerirá el tratamiento con EBT o botón elástico si es necesario para ciertos movimientos.

### ¿Qué debo recomendar si los alineadores se retrasan o no se ajustan?

Si los dientes seleccionados no siguen o se retrasan, solicite a sus pacientes que usen Chewies para ayudar a asentar firmemente los alineadores. Si los dientes continúan rezagados y el movimiento necesario es la extrusión, es posible que se necesite EBT.

**Son SLX® Resultados de Clear Aligner garantizados?** Con más de 200 000 pacientes tratados con esta innovadora tecnología de alineadores, usted y sus pacientes pueden confiar en SLX Rendimiento del alineador. Sin embargo, el tratamiento de ortodoncia es responsabilidad del médico tratante. Los organizadores de Ortho no pueden garantizar el resultado de ningún tratamiento de ortodoncia, ya que los resultados pueden variar.

### ¿Qué sucede si un paciente pierde un alineador?

Indique a los pacientes que conserven sus alineadores usados más recientemente y usen temporalmente el juego anterior mientras se realizan los reemplazos. Los alineadores de repuesto están disponibles para su compra.

### ¿CÓMO EMPIEZO?

Comuníquese con su especialista local de ventas de SLX para obtener una demostración e instrucciones sobre el registro.